


PELCAS


Massagegerät



GEBRAUCHSANWEISUNG

Wenn Sie Fragen zum Produkt haben, zögern Sie bitte nicht, uns über service@pelcas.com zu kontaktieren.

PRODUKTSTRUKTUR




- ① Massagekopf
- ② Blaues/rotes/violettes Licht
- ③ Bildschirm
- ④ Geschwindigkeitstaste
- ⑤ Ein/Aus-Taste /Funktionsmodus
- ⑥ USB-Ladeanschluss
- ⑦ Leitfähiger Streifen

PRODUKTPARAMETER

Name des Produkts : Fishtail Hals Schönheit Instrument Produktmodell : 2248
Ladespannung: 5V ---
Betriebsstrom: 0.4A Material des Produkts : ABS
Ladungszeit : ≤ 3.5 Stunden
Nennleistung : 1.6W Batteriekapazität : 400mAh

-1-

FUNKTIONSBESCHREIBUNG DES MODUS




-2-

PRODUKTVERWENDUNG



Zunächst waschen Sie Ihr Gesicht einfach. Entfernen Sie das Make-up sauber und halten Sie Gesicht und Hals trocken.



Wählen Sie je nach Ihren eigenen Bedürfnissen die entsprechende Funktion und Geschwindigkeit.

-3-



Verwenden Sie das Massagegerät je nach gewählter Funktion an verschiedenen Teilen Ihres Gesichts, wie z. B. Wangen und Hals, und wenden Sie dabei eine nach außen gerichtete Bogentechnik an. Bewegen Sie während der Massage den Massagekopf entlang der Konturen Ihres Gesichts von unten nach oben, um einen Lifting-Effekt zu erzielen (Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie während der Anwendung den Kontakt mit dem Leitfähigen Streifen aufrechterhalten, da es sonst nicht funktioniert).



Anwendungshäufigkeit: Verwenden Sie die Creme einmal täglich, morgens und abends. Bei empfindlicher Haut sollten Sie eine geringere Anwendungshäufigkeit in Erwägung ziehen.
Anwendungsdauer: Tragen Sie das Produkt mit einem neutralen Hautpflege (Gel, Essenz oder flüssige Milch) bis zu 9 Minuten pro Sitzung auf. Bei empfindlicher Haut sollten Sie die Anwendung auf 3-4 Minuten pro Sitzung beschränken. Sie können die Anwendung beenden, sobald Ihre Pflegeprodukte vollständig eingezogen sind.

-4-

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

- Jede Funktion bietet drei Einstellungen, die jeweils von Vibrationen begleitet werden.
- Niederspannungswarning: Blinkt fünfmal, bevor sie erlischt.
- Hautverjüngung: Helles blaues Licht mit einem dauerhaften gepunkteten Symbol; die kleine Klammer bewegt sich von innen nach außen.
- Hautstraffung: Sanftes rotes Licht mit einer Wärme von 43 Grad; das gepunktete Symbol blinkt einmal auf, und der kleine Klammer bleibt ausgeschaltet.
- Falten mildern: Hellviolettes mit einer Wärme von 43 Grad; das gepunktete Symbol leuchtet nicht, und der kleine Klammer blinkt einmal.
- EMS: Kein Licht bei einer Wärme von 43 Grad; das gepunktete Symbol leuchtet weiterhin, und der kleine Klammer bewegt sich von außen nach innen.
- Batterieanzeige mit drei Balken, die jeweils den Ladezustand der Batterie darstellen.
- Achten Sie darauf, dass der Massagekopf und die Rückseite des Leitfähigen Streifens die Haut berühren, um die Vibrationen und EMS zu aktivieren.
- Drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste /Funktionsmodus, um das Gerät ein-/auszuschalten; drücken Sie auf die Taste, um zwischen den Funktionsmodi zu wechseln.
- Das Produkt verfügt über einen Speichermodus, der die zuletzt verwendete Funktion beim nächsten Einschalten beibehält.
- Während des Ladevorgangs nicht verwendet wird.
- Schaltet sich nach 5 Minuten ununterbrochener Nutzung automatisch aus (kumulative Zeit).

HINWEIS

- Dieses Produkt verfügt über eine Heizfunktion und erreicht eine Temperatur von ca. 43 °C. Die Wahrnehmung der Temperatur auf der Haut kann von Person zu Person unterschiedlich sein und es kann sich heiß anfühlen.
- Wenn Sie sich bei der Anwendung unwohl fühlen oder ungewöhnliche Hautreaktionen bemerken, stellen Sie die Anwendung bitte sofort ein und wenden Sie sich an medizinisches Fachpersonal.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und aggressiven Chemikalien.
- Verwenden Sie beim Auftragen von Hautpflegeprodukten eine angemessene Menge. Übermäßiger Gebrauch von Hautpflegeprodukten kann dazu führen, dass die Haut diese nicht vollständig aufnimmt, was zu Verschwendung und der Möglichkeit einer Produktschädigung durch Restflüssigkeiten führen kann. Wischen Sie das Produkt nach Gebrauch schnell mit einem trockenen Tuch ab.
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

-5-